



# DEX

THE COMMUNICATION CONCEPT

## TV-DEX

SO WIRD FERNSEHEN  
ZUM GENUSS

# DEX

THE COMMUNICATION CONCEPT

**TV-Controller**

Ein-/Ausschalten  
des TV-Dex

LED

Audiosignal lauter

Stummschaltung  
der Hörgeräte-  
Mikrofone

Audiosignal leiser

**Basisstation**



**TV-Dex - Fernsehen und Musikhören  
in Echtzeit und Stereoqualität**



Mini-USB-Stecker



Klinkenbuchsen  
(3,5 mm Ø)

## FERNSEHEN UND MUSIKHÖREN

IN ECHTZEIT UND STEREO-HIFI-QUALITÄT!

TV-Dex macht Fernsehen wieder zum Genuss. Ob Sie eine spannende Dokumentation verfolgen oder Ihre Lieblingsserie anschauen, Sie werden den Eindruck haben, mittendrin zu sein. Mit TV-Dex empfangen Ihre Hörsysteme drahtlos **Audiosignale direkt vom Fernsehgerät**. Sie hören Ihre Fernsehsendung **kristallklar in Stereoqualität und ohne Echoeffekte**. TV-Dex bietet außerdem die Möglichkeit, parallel Ihren Fernseher und Ihre Stereoanlage anzuschließen. Per Knopfdruck können Sie bequem zwischen beiden Audiosystemen umschalten.

TV-Dex ist mit allen Modellen der Hörsystem-Serien Widex Dream, Clear und Super kompatibel.



## SO EINFACH FUNKTIONIERT

### TV-DEX

Die Audiostation ist an Ihr Fernsehgerät und/oder Ihre Musikanlage angeschlossen. Dank „EasyConnect“ erfolgt die Installation schnell und unkompliziert.

Der Fernsehton wird unverfälscht kabellos in beide Hörsysteme übertragen. Die Reichweite beträgt bis zu 10 m. Die Audioübertragung erfolgt im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen ohne Echoeffekte. Sie hören Ihre Fernsehsendung oder Ihre Lieblingsmusik in brillantem Stereoklang.

Mit dem TV-Controller können Sie individuell die von Ihnen gewünschte Lautstärke einstellen und per Knopfdruck störende Umgebungsgeräusche abschalten.



## Ihre Vorteile im Überblick:

- Flexibel zum **Musikhören und Fernsehen** einsetzbar
- **Unmittelbare Audioübertragung** von der Klangquelle direkt in beide Hörsysteme
- **Ungestört zuhören:** Umgebungsgeräusche können dank Stummschaltung der Hörgeräte-Mikrofone abgeschaltet werden (Kopfhörereffekt)
- Auch auf größere Distanz **brillanter Hörgenuss in Stereoqualität**
- **Keine Echoeffekte**
- **Stromsparend:** keine zusätzliche Belastung der Hörsystem-Batterien



Mehr Informationen mit anschaulichem Animationsfilm zu TV-Dex unter: [www.widex-hoergeraete.de](http://www.widex-hoergeraete.de)

Die Hörsysteme können Sie auch mit anderen Systemlösungen kombinieren, z. B. für komfortables Telefonieren im Festnetz oder mit dem Mobiltelefon.

Fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker.



Mehr Informationen unter:  
[www.widex-hoergeraete.de](http://www.widex-hoergeraete.de)



**WIDEX**  
H Ö R G E R Ä T E

HÖREN MACHT SCHÖN!