



DEX

THE COMMUNICATION CONCEPT

UNI-DEX

PRAKTISCHES HEADSET UND
UNIVERSELLE AUDIOÜBERTRAGUNG

KOMFORTABEL MOBIL TELEFONIEREN, MUSIK HÖREN UND MEHR

Uni-Dex bietet Ihnen vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für mehr Hörkomfort. Das smarte, kleine Dex-System dient als praktisches Headset zum komfortablen Mobiltelefonieren und überträgt Audiosignale verschiedener Audiogeräte in Ihre Hörsysteme. Uni-Dex kann an alle Mobiltelefone und an alle Audiosysteme mit 3,5-mm-Klinke Audioausgang angeschlossen werden. Die Übertragung der Audiosignale in die Hörsysteme erfolgt drahtlos in brilliantem Klang in Ihre Hörsysteme.

Uni-Dex ist mit allen Widex-Hörsystemen der gehobenen Economy- bis hin zur Premiumklasse kompatibel.




IHRE VIELSEITIGEN MÖGLICHKEITEN

MIT UNI-DEX

Praktisches Headset für mobiles

Telefonieren:

Insbesondere beim Mobiltelefonieren bietet Ihnen Uni-Dex große Vorteile. Das innovative Dex-System verfügt über ein integriertes Mikrofon und dient somit als **Freisprecheinrichtung**. Das Telefonat wird über die Halschleife von Uni-Dex in **beide Hörsysteme** übertragen, was das Telefonieren spürbar entspannter macht.



Musikhören und universelle

Audioübertragung:

Uni-Dex ist eine komfortable Lösung zum Musikhören, etwa mit MP3-Player. Es überträgt Musik drahtlos über die Halschleife in brillantem Klang und unverfälscht vom MP3-Player in beide Hörsysteme. Als universelle

Audioschnittstelle lässt sich Uni-Dex an unterschiedliche Audiogeräte anbinden, z. B. am Computer zum Skypen oder um Filme anzuschauen.



Kopfhörer-Effekt für ungestörtes Zuhören:


Eine besonders komfortable Funktion ist die Stummschaltung der Hörgeräte-Mikrofone bei hoher Geräuschkulisse. Sie können störende Nebengeräusche einfach per Tastendruck an Uni-Dex abschalten und sich ganz entspannt Ihrem Telefonat widmen oder ungestört Musik genießen.

Uni-Dex überzeugt außerdem mit einer **langen Akkulaufzeit** und einer **unkomplizierten Bedienung**.

DEX

THE COMMUNICATION CONCEPT

*Halsschleife:
drahtlose Übertragung der Audio-
signale in die Hörsysteme*



Die Hörsysteme können Sie auch mit anderen Systemlösungen kombinieren, z. B. für komfortables Telefonieren im Festnetz oder für entspanntes Fernsehen.

Fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker.



Mehr Informationen unter:
www.widex-hoergeraete.de

HÖREN MACHT SCHÖN!

WIDEX
H Ö R G E R Ä T E