



# DEX

THE COMMUNICATION CONCEPT

## CALL-DEX

DISKRET UND KOMFORTABEL  
MOBIL TELEFONIEREN

# DEX

THE COMMUNICATION CONCEPT



*Call-Dex wird einfach  
in die Klinkenbuchse  
Ihres Mobiltelefons  
gesteckt (oben oder  
unten, je nach Mobil-  
telefon).*

3,5-mm-  
Klinkenstecker

---



Batteriefach  
für 10er-Batterie

---



## **Call-Dex – diskret, einfach, brillant**

Call-Dex ist eine innovative Miniatur-Schnittstelle zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihren Hörsystemen. Das smarte Dex-System überträgt drahtlos automatisch die Telefonate von Ihrem Mobiltelefon in beide Hörsysteme. Sie hören das Telefonat gleichzeitig in brilliantem Klang in beiden Ohren, was den Sprachkomfort maßgeblich steigert. Call-Dex begeistert nicht nur mit Hörkomfort, das Dex-System schont zudem Ihre Hörgeräte-Batterien und den Akku Ihres Mobiltelefons.

Call-Dex ist mit nahezu allen Mobiltelefonen und Smartphones kompatibel.

## So einfach funktioniert Call-Dex:

Call-Dex wird ganz einfach in die Klinkenbuchse Ihres Mobiltelefons eingesteckt. Es werden keine zusätzlichen Geräte benötigt. Die Verbindung zu den Hörsystemen erfolgt automatisch und in Echtzeit: Bei Annahme des Telefonats kann sofort telefoniert werden. Sie hören das Telefonat synchron in beiden Hörsystemen.



*Sie telefonieren wie gewohnt und müssen das Telefon nicht an das Hörgerät halten.*

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Entspanntes Telefonieren:** Das beidohrige Hören des Telefonats steigert den Hörkomfort maßgeblich.
- **Attraktives, diskretes Design:** Call-Dex fällt durch seine extrem kleine Baugröße kaum auf. Sie können Ihr Mobiltelefon zudem wie gewohnt bedienen.
- **Einfache, komfortable Inbetriebnahme und Bedienung**
- **Stromsparend:** Belastet Ihre Hörgeräte-Batterien und den Akku Ihres Mobiltelefons nicht zusätzlich.
- **Exzellente Klangqualität**
- Gesprächsdauer: ca. 80 Stunden
- Standby: bis zu 3 Wochen



*Abbildungen in Originalgröße*

Die Hörsysteme können Sie auch mit anderen Systemlösungen kombinieren, z. B. für komfortables Telefonieren im Festnetz oder für entspanntes Fernsehen.

Fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker.



*Uni-Dex*



*FM-Dex*



*Mobile-Dex*



*TV-Dex*



*Phone-Dex*

Mehr Informationen unter:  
[www.widex-hoergeraete.de](http://www.widex-hoergeraete.de)

2002327 WM 07/15 Änderungen vorbehalten

HÖREN MACHT SCHÖN!

**WIDEX**  
H Ö R G E R Ä T E