



WIDEX DAILY 30

Widex Daily

Gutes Hören ist Lebensqualität

Widex Daily 30 ist ein Hörsystem neuester Generation. Das attraktive Hörgerät arbeitet digital und überzeugt mit einem angenehmen, klaren Klang und gutem Sprachverstehen. Die funktionalen Bauformen und die automatische Synchronisation der Hörgeräte sorgen für eine einfache, sichere Bedienung.

Widex Daily 30 erhalten Sie als Hinter-dem-Ohr-Hörgerät in drei Modellausführungen oder als Im-Ohr-Modell.



Widex Daily 30 XP



Widex Daily 30 9er

Angenehmer Klang und gutes Sprachverstehen

Das attraktive Hörgerät Widex Daily 30 verarbeitet eingehende akustische Signale **digital** mit einem Mikrochip neuester Generation und sorgt damit für einen angenehmen, klaren Klang. Die integrierte Rückkopplungsunterdrückung verhindert zuverlässig akustische Rückkopplungen (Pfeifgeräusche).

Widex Daily 30 verfügt außerdem über eine **Störlärmunterdrückung**, die störende Nebengeräusche zuverlässig absenkt und damit Sprachverstehen auch in geräuschvoller Hörumgebung ermöglicht.



Widex Daily 30 FASHION



Widex Daily 30 FASHION POWER



Individuelle Anpassung an verschiedene Hörsituationen

Widex Daily 30 bietet Ihnen **drei Hörprogramme**, die ein individuelles Anpassen an ausgewählte Hörsituationen erlauben, z. B. ein Musikprogramm oder ein Telefonprogramm.

Die Hörprogramme werden von Ihrem Hörgeräte-Akustiker programmiert und können von Ihnen auf Wunsch manuell am Programmtaster des Hörgeräts aktiviert werden. Für mehr Bedienkomfort und -sicherheit werden dabei beide Hörgeräte **automatisch synchronisiert**.

Widex Daily in eleganten Farben



warm beige



cappuccino brown



titan grey

Die innovative Hörsystem-Serie Widex Daily

Widex Daily ist eine Hörsystem-Serie in drei Technologiestufen.

Legen Sie Wert auf eine besonders kleine Design-Bauform oder möchten Sie Ihre Hörgeräte kabellos z. B. mit dem Fernseher oder dem Smartphone verbinden? Fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker nach Daily 50 oder Daily 100!



Ihr Experte für gutes Hören -
wir beraten Sie gerne: