



WIDEX **CROS FUSION**



WIDEX **CROS FASHION**

WIDEX CROS

Das digitale
Funk-CROS-Mikrofon

Die attraktiven CROS-Modelle

Die beiden Design-Modelle sind in modernen
und eleganten Farben erhältlich:



WIDEX CROS FUSION



Start/Stopp-Funktion

WIDEX CROS FASHION



Start/Stopp-Funktion
Lautstärkewippe



Räumliche Orientierung und natürliches Kommunizieren

Widex CROS ist die intelligente, dezente Hörlösung bei einem einseitigen Hörvermögen. Widex CROS überträgt akustische Signale von der Seite des nicht hörenden Ohrs kabellos auf das besser hörende Ohr. Dies erleichtert das Lokalisieren von Schallquellen und das Sprachverstehen in geräuschvoller Hörumgebung.

Das Funk-CROS-Mikrofon ist in der eleganten, schlanken Bauform FASHION oder als besonders dezentes Design-Modell FUSION erhältlich.

WIDEX **CROS FUSION**

WIDEX **CROS FASHION**



Die Vorteile von Widex CROS im Überblick

- **Hochwertige Klangübertragung:** Das Widex CROS-Funkmikrofon erfasst Schallsignale auf der Seite des erlaubten Ohrs in höchster Klangqualität und Dynamik. Damit wird sichergestellt, dass eine hohe Klangqualität in das kompatible Hörsystem auf der anderen Kopfseite eingespeist wird. Je nach ausgewähltem Hörsystem auf der Empfangsseite stehen eine Vielzahl wertvoller Funktionen für besseres Hören zur Verfügung – z. B. eine Sprachhervorhebung für leichteres Verstehen bei starker Geräuschkulisse.

WidexLink-Funktechnologie

Widex CROS



Ertaubtes
Ohr



- **kompatibel** mit einer breiten **Hörsystem-Palette** auf Basis neuester Chiptechnologie
- **Lokalisierung** akustischer Signale von **beiden Seiten** der Ohren.
- **Unauffällig und leicht** zu tragen: kabellose Technologie, unauffällige und schlanke Bauformen
- geringster Stromverbrauch für eine besonders **lange Batterielaufzeit**

*Widex Unique- und Daily 100/50-Hörsysteme,
alle Bauformen und Preisklassen*



*Normales/
reduziertes Gehör*

** Die Bauform variiert je nach
Hörsystem-Serie.*

WIDEX **CROS FUSION**

WIDEX **CROS FASHION**



Widex CROS ist mit den innovativen Hörsystem-Serien Widex Unique und Widex Daily 100/50 kompatibel.

**Mehr Informationen unter:
www.widex-hoergeraete.de**

Es berät Sie Ihr Experte für gutes Hören:

2002259-4 WM 02/17 Änderungen vorbehalten

HÖREN MACHT SCHÖN!

WIDEX
H Ö R G E R Ä T E