

Presse-Information

Der richtige Umgang mit Hörsystemen

Moderne Hörsysteme sind technologisch hochwertige Produkte, die sorgsam behandelt werden sollten, damit sie eine lange Lebensdauer haben. Hörsysteme von Widex sind einfach zu bedienen und zu pflegen.

Wenn im Umgang mit Hörgeräten nachfolgende Punkte beachtet werden, unterstützt das die Lebensdauer der elektronischen Bauteile und damit der Hörsysteme:

- Die Hörgeräte sollten nur mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden. Die Hörgeräte selbst nie in oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Pflegemittel und weitere Tipps zur alltäglichen Pflege sind auch bei Hörgeräte-Akustiker erhältlich.
- Falls der Schallausgang durch Ohrenschmalz (Cerumen) oder Feuchtigkeit blockiert sein sollte, wird das Ohrenschmalz mit einem Spezialwerkzeug entfernt, die Feuchtigkeit mit einem Blasebalg.
- Hörgeräte sollten nie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt und nicht auf die Heizung gelegt werden.
- Zum Schwimmen oder Duschen sollten die Hörgeräte abgenommen werden. Eindringendes Wasser kann die Funktion der Geräte, wie bei jedem anderen elektronischen Gerät, beeinträchtigen.
- Auch vor dem Gebrauch von Fön, Haarspray, Kosmetika oder Sonnenschutzmittel sollten die Hörgeräte herausgenommen werden. Gleiches gilt während einer Behandlung mit Ultraschall, CT, Röntgenbestrahlung o.ä., z. B. beim Physiotherapeuten.
- Bewahren Sie Ihre Hörgeräte immer im dafür vorgesehenen, stoßfesten Etui und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Über Nacht sollten Hörgeräte im sogenannten Trockenbeutel oder einer Trockendose gelagert werden. Dies entzieht den Geräten schädliche Feuchtigkeit und erhöht dadurch die Lebensdauer. Die Batterie sollte vorher entnommen werden.
- Die Ohrpasstücke werden über Nacht in eine spezielle Reinigungsflüssigkeit gelegt, um sie von Rückständen zu befreien.
- Bei Nichtgebrauch sollten die Hörgeräte abgeschaltet werden. Bei längerem Nichtgebrauch sollte auch die Batterie entfernt werden und diese kühl und trocken aufbewahrt werden.

Fragen zur richtigen Pflege und Handhabung der Hörgeräte beantwortet jedes Hörgeräteakustik-Fachgeschäft. Einige Hörgeräteakustiker bieten auch Seminare zum richtigen Umgang mit Hörgeräten an.

(Zeichen 2.204)

**Weitere Informationen und druckfähiges Fotomaterial sind im Internet verfügbar unter:
www.widex-hoergeraete.de/presse**

Über Widex Hörgeräte GmbH:

Die Widex Hörgeräte GmbH, mit Sitz in Stuttgart, beschäftigt über 100 Mitarbeiter und ist die größte europäische Tochtergesellschaft des dänischen Hörgeräteherstellers Widex A/S. Das familiengeführte Unternehmen Widex ist mit insgesamt 2.900 Mitarbeitern einer der Weltmarktführer für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb innovativer Hörsysteme. Als Erfinder des ersten volldigitalen Hörsystems agiert Widex an der Spitze hochtechnologischer Entwicklungen und ist mit Produkten am Markt vertreten, die jederzeit hinsichtlich Technologie und Design den Puls der Zeit treffen. Widex steht für innovative Ideen, ein exzellentes Qualitätsniveau und die absolute Ausrichtung auf die Bedürfnisse seiner Kunden.

Presse-Kontakt:

Sandra Peggy Reiß

Leiterin Unternehmenskommunikation

Telefon 0711 7895-124

Fax 0711 7895-202

Mobil 0151 15 13 53 80

E-Mail peggy.reiss@widex-hoergeraete.de